



IMPORTANT : le service VisioRegul véhicule uniquement la vidéo du patient. Le son continue de passer par le téléphone et le régulateur n'est pas vu du patient.

1. Connexion

Connexion via le portail <https://www.pulsy.fr>


Il est possible de sélectionner le moyen de connexion :

- identifiant/mot de passe simple
- carte CPS, e-CPS via ProSante Connect.

2. Lancer une VisioRegul avec un Patient









1. Saisissez le numéro de téléphone du patient ou éventuellement un mail dans le champ indiqué
2. Cliquez sur « lancer l'invitation et entrer dans la salle »

- Le patient reçoit un SMS ou mail dans les secondes qui suivent et doit cliquer sur le lien contenu dans le SMS, puis accepter l'accès à sa caméra.
- La vidéo du patient s'affiche









La barre de menu permet les fonctions suivantes.


| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | Envoyer un document vers le patient |
|  | Inviter une tierce personne dans la visio par SMS ou mail |
|  | Capture d'écran |
|  | Affichage des vignettes (autres vidéos) à droite ou incrusté dans l'image |
|  | Externalisation de la visio dans une autre fenêtre (affichage plus large) |
|  | Changer la caméra côté régulation (pas utilisé) |
|  | Partager son écran |
|  | Terminer la visio |

Une barre de menu supplémentaire sur la vidéo du patient permet de piloter à distance le téléphone du patient (disponibles suivant le modèle du smartphone patient) :

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Changement de caméra (avant ou arrière) sur le smartphone du patient |
|  | Allumage ou extinction du flash sur le smartphone du patient |
|  | Géolocalisation du smartphone du patient : adresse et localisation par un lien sur Google Maps |
|  | Gestion du zoom du smartphone du patient |

Il est également possible une fois raccroché de retourner dans une visio en cours ou de voir les visios déjà réalisées via le bouton « Historique des réunions »

[Historique des réunions](#)



3. Côté patient

- Le patient reçoit un SMS ou un mail contenant un lien cliquable :




- Suivant les modèles de dispositif, le patient peut avoir une demande d'autorisation de son smartphone/tablette/ordinateur lui demandant d'autoriser/partager/accepter l'utilisation de la caméra/appareil photo.

Le patient doit impérativement accepter sinon la visio ne fonctionnera pas.

Un page de test technique (visio + réseau) permet de valider le bon fonctionnement avant la visio/

Exemple de message sur Android :



- L'interface côté patient est la suivante (suivant le modèle du smartphone patient) :

| | | |
|--|--|------------------------------------------------|
| | | Changer la caméra (avant / arrière) |
| | | Allumage / Extinction du flash (lampe torche) |
| | | Zoom avant / Zoom arrière |
| | | Envoyer un document (photo, pièce jointe, ...) |
| | | Terminer la téléconsultation |